

pasco spectrometer

Status: betriebsbereit

Typ: Wireless Spectrometer PS-2600



Ort: [Curie-Labor](#)

Technische Daten:

Auflösung	2-3 nm FWHM
Erfassungsbereich	390-950 nm

Bedienung:

- für den Sensor benötigst du die „SPARKvue“ App.
- schalte den Sensor ein und verbinde ihn mit der App per Bluetooth
- wähle den richtigen Sensor in der App aus und die Ansicht
- zum Start der Messung auf den Start Knopf drücken

Weitere Informationen findest du [hier](#).

Revision #5

Created 29 June 2023 12:13:40 by Philippa

Updated 24 July 2023 10:00:12 by Philippa