

pasco spectrometer

Status: betriebsbereit

Typ: Wireless Spectrometer PS-2600



Ort: Curie-Labor

Technische Daten:

| | |
|-------------------|-------------|
| | |
| Auflösung | 2-3 nm FWHM |
| Erfassungsbereich | 390-950 nm |

Bedienung:

- für den Sensor benötigst du die „SPARKvue“ App.
- schalte den Sensor ein und verbinde ihn mit der App per Bluetooth
- wähle den richtigen Sensor in der App aus und die Ansicht
- zum Start der Messung auf den Start Knopf drücken

Weitere Informationen findest du [hier](#).

Revision #5

Created 29 Juni 2023 12:13:40 by Philippa

Updated 24 Juli 2023 10:00:12 by Philippa