

pasco wireless CO2 sensor

Status: betriebsbereit

Typ: pasco wireless CO2 sensor
PS-3208



Anzahl: 3

Ort: Curie-Labor

Technische Daten:

--	--

Bereich	0 to 100,000 ppm
Auflösungen	2 ppm
Reaktionszeit	90% in 30 sec

Bedienung:

- für den Sensor benötigst du die „SPARKvue“ App.
- schalte den Sensor ein und verbinde ihn mit der App per Bluetooth
- wähle den richtigen Sensor in der App aus und die Ansicht
- zum Start der Messung auf den Start Knopf drücken

Weitere Informationen findest du [hier](#).

Revision #4

Created 29 Juni 2023 12:05:28 by Philippa

Updated 24 Juli 2023 09:59:16 by Philippa