

# pasco wireless pH sensor

Status: betriebsbereit

Typ: pasco wireless pH sensor PS-3204



Anzahl: 6

Ort: Curie-Labor

## Technische Daten:

Bereich	0-14 pH
Auflösung	0.02 pH
Genauigkeit	±0,1 pH mit Kalibrierung
Temperaturbereich	5°C-60°C

## Bedienung:

- für diesen Sensor benötigst du die „SPARKvue“ App
- schalte den Sensor ein und verbinde dich per Bluetooth mit der App
- wähle in der App den richtigen Sensor und die Ansicht aus
- um die Messung zu Starten tippe auf den Startknopf in der App

Weitere Informationen findest du [hier](#).

---

Revision #4

Created 29 Juni 2023 11:58:45 by Philippa

Updated 24 Juli 2023 09:58:48 by Philippa