

# pasco wireless temperature sensor

Status: betriebsbereit

Typ: pasco wireless temperature sensor PS-3201



Anzahl: 6

# Ort: Curie-Labor

## Technische Daten:

| Bereich     | -40°C-125°C |
|-------------|-------------|
| Auflösung   | 0.01°C      |
| Genauigkeit | 0.5°C       |

## Bedienung:

- für diesen Sensor benötigst du die „SPARKvue“ App
- schalte den Sensor ein und verbinde dich per Bluetooth mit der App
- wähle in der App den richtigen Sensor und die Ansicht aus
- um die Messung zu Starten tippe auf den Startknopf in der App

Weitere Informationen findest du [hier](#).

---

Revision #4

Created 29 June 2023 11:51:12 by Philippa

Updated 24 July 2023 09:57:55 by Philippa